



Site Annecy : 0450636334
0450636335
Site St Julien : 0450511155

BIOCHIMIE

Coller une étiquette administrative

Selon les dispositions réglementaires, les informations à fournir dans ce cartouche sont obligatoires

Nom Prescripteur :

UF demandeur :

N° de tél service :

Nom préleveur :

Identité réception :

Date prélèvement :

Heure arrivée labo :

Heure prélèvement :

Merci de cocher de manière bien visible (feutre, couleur...)

LBM-FOR 036-V10

Renseignements cliniques :

SANG Bouchon Vert (héparinate de lithium)	SANG Bouchon gris (fluoré)
☐ Ionogramme sanguin (Na, K, Cl, Ra, Pt) INF1	☐ Alcoolémie ALC
☐ Ionogramme sanguin (avec urée et créat) INF	☐ Glycémie isolée GF Jeûne >8h
☐ Ionogramme sanguin complet (+1 tube gris) INFC	☐ Acide lactique LAC
(avec glycémie et osmolarité calculée)	
☐ NAKCL ☐ NaK ☐ Urée Créat URCR	SANG Bouchon jaune à gel SST (Tube sec)
☐ Potassium K ☐ Chlore CL	☐ Electrophorèse EPS ☐ C4 C4
☐ Protéine PT ☐ Rés Alcaline RA	☐ Albumine ALB ☐ C3c C3C
☐ Créatinine (avec clairance : CKD-EPI) CREAT	☐ Immunofixation (*) IFS
☐ Urée UREE	☐ Ferritine FERR
☐ Magnésium MG ☐ Ac. Urique AU	☐ Récepteur soluble à la transferrine RETRF
☐ Calcium CA ☐ Phosphore P	☐ Recherche de carence martiale BAM
☐ Osmolalité mesurée OSMOS	☐ Recherche de surcharge martiale BSM
☐ CRP isolée CRPS ☐ Troponine TROP	<i>Fer, Ferritine, transferrine, coef de saturation de la transferrine</i>
☐ Transaminases TRANS ☐ Pho Alcaline PAL	PROFILS
☐ Gamma GT GGT ☐ Bilirubine BILI	Profil protéique d'orientation n°1 ☐ Avec EPS P1
☐ ALAT seule GP	IgM, IgG, IgA, C3C, oroso, hapto, CRP, TRF, Alb, Préalb ☐ Sans EPS PPORH
☐ CK CK ☐ LDH LDH	☐ Profil protéique de l'immunité humorale IgM, IgG, IgA PPIMM
☐ Bilan hépatique (TRANS+PAL+BILI+GGT) BHEP	☐ Profil nutritionnel Oroso, Albumine, Préalbumine PPNUT
☐ Calcium total corrigé CACO ☐ Lipase LIPA	☐ Profil inflammatoire CRP, Oroso, Hapto PINF
☐ Exploration d'1 Anomalie Lipidique - jeûne 12h ALIP	☐ Profil inflammatoire pédiatrique CRP, Oroso PINP
Cholestérol, HDL, LDL, Trigly, Aspect plasma	☐ Profil protéique d'une hémolyse Oroso, hapto PPOH
☐ Cholestérol total CHOL ☐ Triglycérides TG	HORMONES
SANG Bouchon violet (EDTA K2E)	☐ βHCG DHCG Date dernières règles :
☐ Ammoniémie AMMON Envoi immédiat + tel labo	☐ Estradiol E2 ☐ Progestérone PROG
SANG Bouchon violet (EDTA K2E)	☐ LH LH ☐ FSH FSH
☐ HBA1C HBA1	☐ Prolactine PRL ☐ Cortisol CORT
SANG Bouchon rose (EDTA K2E)	Heure :
☐ BNP BNP	☐ TSH TSH ☐ T4 libre T4L
	☐ T3 libre + TSH T3TSH ☐ T3 libre T3L
	☐ T4 libre + TSH T4TSH ☐ TSH, , T3, T4 libre BT
	☐ β2 µglobuline B2MS ☐ Parathormone PTH
	SANG Bouchon jaune SST (Tube bouchon jaune à gel)
	Tube dédié (en plus) si marqueurs
	MARQUEURS
	☐ ACE ACE ☐ CA125 CA125
	☐ CA15.3 CA153 ☐ PSA total PSA
	☐ A.F.P AFP ☐ CA19.9 CA199

(*) Editer formulaire spécifique à l'enregistrement au laboratoire

SANG Bouchon jaune à gel SST (Tube sec)	
☐ Vitamine B9 (conserver à l'abri de la lumière)	VB9
☐ Vitamine B12 (conserver à l'abri de la lumière)	VB12
☐ Vitamine D	25OH
SANG Bouchon jaune à gel SST (Tube sec)	
☐ Anticorps anti Thyroperoxydase	ATPO
☐ Anticorps anti Thyroglobuline	ATG
TESTS Bouchon jaune à gel SST (Tube sec)	
☐ Test au Primpéran <i>PRL : -20, 0, +15, +30 minutes</i>	PRIM
☐ Test TRH complet <i>TSH + PRL : -20, 0, +30, +60, 120 minutes</i>	TRF5
☐ Test LH-RH <i>LH + FSH : -20, 0, +30, +60, +120 minutes</i>	LHRH
☐ Test LH-RH pédiatrique <i>LH + FSH : -20, 0, +20, +30, +60 minutes</i>	LHRHP
☐ Hypopglycémie <i>Cortisol : Témoin, 0, +20, +30, +40, +60, +120 minutes</i> <i>Temps du témoin :</i>	HYPOC
☐ Cycle Cortisol 8h, 16h, 24h	CC3
☐ Cycle Cortisol 8h, 12h, 16h, 20h	CC4
☐ Dectancyl Cortisol _____ heures	DECT
☐ Synactène long SYC4T ☐ Synactène court SY2T <i>0, +30, +60, +90 minutes 0, +60 minutes</i>	
TESTS Bouchon gris (fluoré)	
☐ Hyperglycémie <i>Glycémie : 0, +30, +60, +90, +120, +180 minutes</i>	HGPSU
☐ Hyperglycémie grossesse (75g glucose) <i>Glycémie : 0, +60, +120 minutes</i>	HGPM
☐ Hypoglycémie <i>Glycémie : 0, +20, +30, +40, +60, +120 minutes</i> <i>Temps du témoin :</i>	HYPOG
SANG Tube sec (bouchon rouge)	
MEDICAMENTS	
Traitement : Posologie : Date et heure de la dernière prise :	
☐ Amikacine AMIK	☐ Gentamycine GENTA
☐ Acide Valproïque AVAL	☐ Digoxine DIGO
☐ Carbamazépine CARBA	☐ Vancomycine VANCO
☐ Phénobarbital PHENO	☐ Méthotrexate MTX
☐ Salicylés SALI	☐ Paracétamol PARA
☐ Lithium LI Précisez le médicament :	
SANG Bouchon violet (EDTA K2E)	
☐ Ciclosporine isolée (<i>Néoral</i>)	CICLO
☐ Taux résiduel Pic post injection	
☐ Ciclosporine cinétique : t 0, +1, +2 H	CIC2H
☐ Ciclosporine cinétique : t 0, +1, +2, +4, +6H	CIC6H
☐ Tacrolimus (<i>Prograf</i>)	TACRO
URINE Monovette Diurèse :	
☐ Ionogramme (<i>Na, K, urée, créatinine</i>)	IUC24
☐ Créatinine urinaire	CRU24
☐ Calcium urinaire	CAU24
☐ Calcium + phosphore urinaire	CPU24
☐ Protéines urinaires	PT24
☐ Acide urique	AUU24
☐ Glycosurie	GLU24
☐ MicroAlbumine	MAL24
☐ Typage d'une protéinurie (*) (2 monovettes)	EPU
URINE miction Monovette	
☐ Protéines urinaires	PTUR
☐ Magnésium	MGU
☐ MicroAlbumine	MALUE
☐ Glycosurie échantillon	GLYUE
☐ pH urinaire	PHUR
☐ Osmolarité urinaire	OSMOU
☐ Rapport µalbumine/Créatinine	RAC
URINE Urine + Tube Bouchon vert (héparinate lithium)	
☐ Clairance de la créatinine	CLCRE
Volume urinaire :	Litres
Durée de l'épreuve :	Heures
Dialyse péritonéale Dialysat + Monovette Urines + Tube gris + Tube vert (héparinate lithium)	
☐ Clairance de la créatinine+ urée	CLDP
Volume Urinaire :	Litres
Volume Dialysat :	Litres
Durée de l'épreuve :	Heures
LCR Tube LCR- bouchon blanc : Tube Sarstedt + 1 tube de sang (à bouchon rouge)	
☐ Bilan protéique du LCR (*) BPLCR	
Remplir le For-025 par le méd. Cf Manuel de prélèvement	
☐ Tube de sang déjà prélevé -Date Heure :	
☐ Tube de sang sera prélevé dans les 24 h	
URINE Monovette	
☐ Recherche de substances médicamenteuses	RSUB1
Préciser :	
(*) Editer formulaire spécifique à l'enregistrement au laboratoire	