



Site Annecy : 0450636334

0450636335

Site St Julien : 0450496540

Coller une étiquette

administrative

Selon les dispositions réglementaires, les informations à fournir dans ce cartouche sont obligatoires

Nom Prescripteur :

UF demandeur :

Nom préleveur :

Identité réception :

Date prélèvement :

Heure arrivée labo :

Heure prélèvement :

Envois de BIOCHIMIE

LBM-FOR 022-V8

SYSTEMATIQUEMENT CONSULTER LE MANUEL DE PRELEVEMENT :
CONDITIONS PRE-ANALYTIQUES ET DOCUMENTS A JOINDRE

COMPLEMENT		SANG		HORMONES	
☐ C1q C1QS 1 tube sec gel (bouchon jaune SST) + 1 tube citraté (bouchon bleu ciel)		ANDROGENES ADULTE- (Tube sec bouchon jaune à gel SST)			
		☐ 17 OH progesterone		17OHP	
		☐ Delta 4 androsténédione		D4	
		☐ Sulfate de déhydroepiandrosterone		SDHA	
		☐ Testostérone totale		TH	
SAN G VITAMINES		AUTRES			
☐ Vit K1 VK	} Tube sec (bouchon rouge) à l'abri de la lumière	☐ ACTH	ACTHS	} Tube EDTA (Violet)	
☐ Vit C VCP		☐ Test ACTH			
☐ Vit E VE	☐ Aldostérone	ALDOA	☐ couché		
☐ Vit A1 VA1S	} Tube hépariné (bouchon vert) à l'abri de la lumière	(1 tube spécifique)	☐ debout		
☐ Vit B8 VB8		☐ Rénine	RENIA		
☐ Vit B6 VB6ST	} Tube EDTA (violet) à l'abri de la lumière	(1 tube spécifique)	☐ debout		
☐ Vit B1 VB1ST					
☐ Vit B2 VB2					
Les Vitamines B9, B12, D sont dosées au laboratoire		☐ GH	GH	Tube sec (bouchon rouge)	
		☐ Test GH :	Préciser la nature du test et les différents temps		
SANG ANTICORPS (Tube sec bouchon jaune à gel SST)		SANG DIVERS (Tube sec bouchon jaune à gel SST)			
☐ Anti GAD	GAD	☐ Alpha1 anti trypsin	ALFA1	☐ Aldolase	ADOLA
☐ Anti IA2	IA2	☐ Chaines légères	CHLEG	☐ CDT	CDT
☐ Anti récepteur de la TSH = TRAK	TRAKH	☐ IgE totales	IGE	☐ CIC	CICS
		☐ Enzyme de conversion de l'angiotensine			ECA
LCR		SANG DIVERS (tube sec bouchon rouge)			
☐ Alzheimer	ALZHE	☐ Crosslaps	CROSS	☐ Calcitonine	CALCI
☐ PROTEINE 14 3 3 (PRION)	PR143	☐ Peptide C (adulte)	CPEP	☐ IGFBP3 (adulte)	IGFBP
☐ Néoptérine	NEOPL	☐ Fructosamine	FRUC	☐ Neurone Specific Enolase	NSE
				☐ IGF1	IGF1S
URINE DE 24H Diurèse :		SANG DIVERS (tube hépariné bouchon vert)			
☐ Dérivés méthoxylés des catécholamines	DMU	☐ Dérivés methoxylés des catécholamines (2 tubes)		DMS	
☐ Cortisol libre urinaire	FLU	☐ URACILE (Phénotypage DPD-5FU) (2 tubes)		5FUU	
Autres					